



**ZIBOJECT S.A.S.**  
**CAJA DE PETRI DE VIDRIO NO ESTERIL**

**FICHA TECNICA**

**NOMBRE DEL PRODUCTO**

**CAJA DE PETRI DE VIDRIO NO ESTERIL**

Recipiente para usos múltiples Fabricadas en vidrio sódico-cálcico de la tercera clase hidrolítica, libres de cadmio y plomo de 75 x 15mm, de forma circular, consta de dos placas una que funciona de tapa y otra de base. Diseñada para evitar la condensación al llenado y manejarse fácilmente, proveen una sujeción estable para apilarlas sin riesgo.

El interior del fondo y la tapa es muy plano lo que permite la distribución uniforme de los medios de cultivo y los líquidos. También evita la distorsión óptica.

Diseñadas para cultivos e incubación de microorganismos. Alta resistencia para los frecuentes ciclos de esterilización

Esterilizables hasta 135°C.

**PRESENTACION COMERCIAL**

Caja por 10 unidades

**FABRICANTE**

NANTONG HAILUN BIO- MEDICAL APPARATUSES MANUFACTURING CO, LTD

**COMPONENTES Y MATERIALES:**

Fabricadas en vidrio sódico-cálcico de la tercera clase hidrolítica, libres de cadmio y plomo de 75 x 15mm, de forma circular, consta de dos placas una que funciona de tapa y otra de base

**A. EMPAQUE**

**a. EMPAQUE EN CAJA :**

Caja por 10 unidades, Caja madre x 20 cajas.

**VIDA UTIL**

Según el uso administrado.

Carrera 26 # 14 – 38 Barrio San Francisco Teléfono PBX 7-6341907 Cel. 310-7788678

[javierzibobject@yahoo.es](mailto:javierzibobject@yahoo.es) – [zibobject@yahoo.es](mailto:zibobject@yahoo.es)

[www.zibobject.com](http://www.zibobject.com)

Bucaramanga - Colombia

## NORMAS APLICABLES

- MDD 93/42EEC
- ISO 13485:2003
- ISO 7886-1:1993
- ISO 9001

## CAJA DE PETRI DE VIDRIO NO ESTERIL

