



## ZIBOJECT S.A.S. PUNTAS AZULES

### FICHA TECNICA

#### NOMBRE DEL PRODUCTO

##### **PUNTAS AZULES PARA MICROPIPETA**

fabricadas de polipropileno de alta calidad, libre de DIHEMDA y oleamida

- Alta resistencia a las sustancias químicas. Ideal para el trabajo con disolventes
- Sin esterilizar
- Autoclavables a 121 °C (2 bar).
- Con graduación para un control rápido del volumen
- Hasta 1000 µl: prueba de BRAND® y la mayoría de los modelos de Gilson®, Thermo Fischer Scientific Finnpiquette®, Eppendorf® y Biohit®.
- Embalaje suelto en bolsas
- Bolsas empaquetadas en cartones

##### **PRESENTACION COMERCIAL**

Las puntas azules, vienen en bolsas plásticas de 500 unidades.

##### **FABRICANTE**

NANTONG HAILUN BIO- MEDICAL APPARATUSES MANUFACTURING CO, LTD

##### **A. EMPAQUE**

Las puntas azules, vienen en bolsas plásticas de 500 unidades. Caja por 30 Bolsas

##### **USO Y FUNCIÓN**

Empatada a una pipeta automática es útil para la transferencia de mínimas cantidades de líquidos.

## NORMAS APLICABLES

- MDD 93/42EEC
- ISO 13485:2003
- ISO 7886-1:1993
- ISO 9001

## PUNTAS AZULES

