



ZIBOJECT S.A.S.
FRASCO RECOLECTOR COPROLOGICO

FICHA TECNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

FRASCO RECOLECTOR COPROLOGICO
Frasco con tapa de cierre hermético, para coleccionar muestras de heces, con cucharilla coleccionadora incorporada internamente en la tapa, capacidad 20ml., tapa en polietileno color azul, cuerpo en polietileno blanco, NO estéril.

PRESENTACION COMERCIAL
Bolsa plástica x 100 unidades

FABRICANTE
NANTONG HAILUN BIO- MEDICAL APPARATUSES MANUFACTURING CO, LTD

COMPONENTES Y MATERIALES:
Compuesta por los siguientes elementos: a. tapa en polietileno color azul, con pala recolectora de muestra adherida verticalmente al interior b. cuerpo en polietileno blanco.

A. EMPAQUE
Bolsa plástica x 100 unidades, caja x 25 bolsas.
VIDA UTIL
Elemento de un solo uso.

RECOMENDACIONES Y ADEVERTENCIAS

- Almacenar en ambiente fresco y seco, evitando humedad, la luz solar directa o calor.
- No utilice si observa alguna partícula extraña dentro del envase recolector.
- Tratar las muestras biológicas y los recipientes recolectores según las recomendaciones sugeridas por la entidad.
- Para tapar el frasco recolector se debe presionar la tapa hasta sentir el tope y comprobar que quedó completamente sellado, para manipular el recipiente es aconsejable sujetarlo de la base y de la tapa, nunca de las paredes porque al ejercer presión se puede aflojar la tapa lo cual genera fuga de muestra.
- No vuelva a utilizar el recolector, deseche después de un solo uso.

NORMAS APLICABLES

- MDD 93/42EEC
- ISO 13485:2003
- ISO 7886-1:1993
- ISO 9001

CAJA COPROLOGICO

