



ZIBOJECT S.A.S.
CONICOS PARA CENTRIFUGA (TIPO FALCON)

FICHA TECNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

**TUBOS CONICOS PARA CENTRIFUGA
(TIPO FALCON)**

Tubo en polipropileno transparente con fondo cónico, indicado para pruebas con centrifugación en laboratorios de inmunología, microbiología, etc. Rosca continua, graduado de molde en relieve externo cada 0,5 ml. Área matizada para facilitar la rotulación.

PRESENTACION COMERCIAL

Tubo de 10 ml
Tubo de 15 ml
Bolsa por 100 unidades

FABRICANTE

NANTONG HAILUN BIO- MEDICAL APPARATUSES MANUFACTURING CO, LTD

COMPONENTES Y MATERIALES:

Tubo en polipropileno transparente con fondo cónico.
Rosca continua
Graduados.
Autoclavable.
Permiten centrifugación hasta 5000xg.
Tapón a rosca.

A. EMPAQUE

a. Paquete :

Bolsas por 100 unidades

VIDA UTIL

Según su ciclo de uso

NORMAS APLICABLES

- MDD 93/42EEC
- ISO 13485:2003
- ISO 7886-1:1993
- ISO 9001

TUBOS CONICOS PARA CENTRIFUGA (TIPO FALCON)

