



**ZIBOJECT S.A.S.**  
**GRADILLA ACERO INOXIDABLE X 50 POSICIONES**

**FICHA TECNICA**

**NOMBRE DEL PRODUCTO**

<b>GRADILLA ACERO INOXIDABLE X 50 POSICIONES</b>
Gradilla para tubos, Temperatura de uso -20°C a 120°C Fabricadas en Acero inoxidable 304 Doble sistema de anclaje para completa posición vertical de los tubos Livianas Higiénicas Resistentes Autoclavable Muy resistentes Ideales para tubos de fondo cónico Agujero cuadrado con borde reforzado Capacidad 50 tubos de diámetro 15mm Disposición 5 filas y 10 columnas

<b>PRESENTACION COMERCIAL</b>
Gradilla en presentación individual

<b>FABRICANTE</b>
NANTONG HAILUN BIO- MEDICAL APPARATUSES MANUFACTURING CO, LTD

<b>COMPONENTES Y MATERIALES:</b>
Fabricadas en Acero inoxidable 304 Capacidad 50 tubos de diámetro 15mm Disposición 5 filas y 10 columnas

<b>A. EMPAQUE</b>
<b>a. EMPAQUE INDIVIDUAL:</b>
Gradilla en presentación individual
<b>VIDA UTIL</b>
Según su ciclo de uso

## NORMAS APLICABLES

- MDD 93/42EEC
- ISO 13485:2003
- ISO 7886-1:1993
- ISO 9001

## GRADILLA ACERO INOXIDABLE X 50 POSICIONES

