

**ZIBOJECT S.A.S.  
APÓSITO OCULAR**

**FICHA TÉCNICA  
NOMBRE DEL PRODUCTO**

**APÓSITO OCULAR DE USO ÚNICO:**

Dispositivo médico no estéril, diseñado especialmente para tratamientos de estrabismo y tratamientos de heridas oculares.

**PRESENTACIÓN COMERCIAL**

Empaque íntegro no estéril en Caja x 20 unidades Adulto y Pediátrico.  
Presentación caja primaria: Caja x 20 Unidades.  
Presentación caja corrugada: 50 Cajas primarias.  
Total en unidades por caja corrugada: 1.000 Unidades.

**FABRICANTE**

NANFANG MEDICAL APPLIANCE FACTORY CO.,LTD

**COMPONENTES Y MATERIALES:**

Producto elaborado cinta quirúrgica / vendaje de (Papel, seda, No tejido), Gracias a su composición protege y evita que el ojo sea dañado durante el tratamiento. Su soporte de tela adhesiva hipoalergénica Micropore color piel asegura excelentes resultados estéticos, permite que la piel respire normalmente y protege el apósito absorbente no adherente que va en contacto con el ojo.

**A. COMPONENTES:**

- a. CINTA PE: Cinta quirúrgica adhesiva en PE.
- b. APOSITO ABSORBENTE: Apósito de gasa NO Cinta quirúrgica adhesiva en PE.

**B. EMPAQUE:**

- a. Empaque en Caja primaria x 20 unidades:  
✓ Caja de cartón plastificada a full color.

**b. Paquete Interno:**

Elaborado en cinta adhesiva microporosa no estéril con apósito absorbible no adherente envueltas en Bolsa plástica de polietileno.



ZIBOJECT  
NIT 900.065.521-1

**c. Caja de Cartón:**

Elaborada en doble capa de cartón corrugado, tiene impresiones en el cartón de Nombre del producto, Lote, Código de Barras, Tamaño, Cantidad, Peso Bruto y Peso Neto.

Contiene 50 paquetes internos.

Cada empaque lleva impreso la referencia del producto, número de lote de fabricación, códigos de barra y fecha de vencimiento del producto.

### **ALMACENAMIENTO**

Conservar hasta su uso en los empaques originales en ambiente fresco (Temperatura 24° +/- 5° y H.R. de 45% a 65%)

### **USOS**

- Protección ocular
- Tratamiento de Estrabismo
- Tratamiento de heridas oculares

### **VIDA ÚTIL**

2 Años a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando el producto no esté húmedo o moldy.

### **NORMAS APLICABLES**

- ISO 10993
- ISO 9001
- ISO 13485