



**ZIBOJECT S.A.S**  
**BAJALENGUAS DE MADERA**

**FICHA TÉCNICA**

**NOMBRE DEL PRODUCTO**

**BAJALENGUAS DE MADERA DE USO ÚNICO:**

Bajalenguas de madera utilizado como sujetador de lengua para examinar la orofaringe y/o utilizado como medio para aplicar medicamentos a nivel tópico.

**PRESENTACIÓN COMERCIAL**

Caja plegadiza x 100 unidades a granel y/o 5 paquetes x 20 unidades, caja externa corrugada por 10.000 unidades.

**FABRICANTE**

WUJIANG YONGCHENG WOODEN PRODCUT FACTORY

**COMPONENTES Y MATERIALES**

Fabricadas en madera blanca (abedul) grado A.

**A. COMPONENTES.**

Madera (Abedul)  
Largo: 1.40 mm  
Ancho: 17 mm  
Espesor: 2 mm

**B. COLOR:**

Presentación en color Madera (Blanco).

**C. EMPAQUE:**

a. Empaque Individual:

✓ Caja en 350g de Cartón Blanco, contiene 100 unidades de bajalenguas a granel y/o 5 bolsas de 20 unidades cada una.

b. Caja de cartón:

Elaborada en doble capa de cartón corrugado, tiene impresiones en el cartón de Nombre del producto, Lote, Tamaño, Cantidad, Peso Bruto y Peso Neto.  
Contiene 100 Cajas individuales (10.000 Unidades).

**VIDA ÚTIL**

3 Años a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando el producto no esté húmedo o moldy.



<b>NORMAS APLICABLES</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• ISO 13485</li><li>• ISO 9001</li><li>• ISO 9002</li><li>• CE</li></ul>

---