



ZIBOJECT S.A.S
KIT PARA NEBULIZAR

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

KIT PARA NEBULIZAR ADULTO Y PEDIATRICO DESECHABLES:

Dispositivo médico desechable, adulto y pediátrico para administrar medicamentos por vía inhalada.

PRESENTACIÓN COMERCIAL

El Kit para Nebulizar Ziboject® se comercializa en empaque íntegro, individual (Bolsa) de polipropileno-polietileno, el cual permite la esterilidad del producto.
Caja por 100 Unidades.

FABRICANTE

XUYI WEBEST MEDICAL PRODUCT CO. LTD

COMPONENTES Y MATERIALES

Fabricados con materiales atóxicos, según procedimiento descrito en la U.S.P. XXVII.

A. COMPONENTES.

a. MÁSCARA:

- ✓ PVC grado médico verde y transparente
- ✓ Con orificios en ambos lados para permitir escape de gases exhalados
- ✓ Adaptación perfecta al mentón del paciente
- ✓ Con tira elástica ajustable que asegura comodidad y seguridad
- ✓ Clip ajustable a la nariz que se adapta al puente nasal para evitar fugas
- ✓ Adaptables a piezas bucales para niños y lactantes.

b. VASO NEBULIZADOR:

- ✓ Atomizar en todas inclinaciones (Incluyendo Horizontal).
- ✓ Máxima capacidad del vaso de 7 ml.

c. MANGUERA:

Manguera de 2 Mtrs con adaptador cónico universal que casa con todos los reguladores de oxígeno

B. EMPAQUE:

^ EMPAQUE INDIVIDUAL:

Empaque íntegro unitario, (Bolsa) de polipropileno-polietileno, el cual permite la esterilidad del producto.

^ CAJA DE CARTÓN:

Elaborado en doble capa de cartón corrugado tiene impresiones de Nombre del

Carrera 26 No. 14 – 38 Barrio San Francisco Teléfono PBX 7-6341907 Cel. 310 7788678

javierziboject@yahoo.es - ziboject@yahoo.es

Bucaramanga - Colombia



producto, lote de fabricación, fecha de expiración, tamaño, cantidad, peso neto y peso bruto. Caja madre de 100 unidades, producto individual.
C. CONTROLES DE CALIDAD:
Esterilizado en Oxido de Etileno OE, garantizando la ausencia de microorganismos en el producto.
VIDA ÚTIL
5 Años a partir de la fecha de esterilización, siempre y cuando el empaque este intacto.
NORMAS APLICABLES
• CE 0123

KIT DE NEBULIZAR MARCA ZIBOJECT

