



**ZIBOJECT S.A.S.**  
**ESPARADRAPO MICROPOROSO**

**FICHA TECNICA**  
**NOMBRE DEL PRODUCTO**

**ESPARADRAPO MICROPOROSO DE USO UNICO:**

Dispositivo médico no estéril, Cintas quirúrgicas: ideal para uso en hospitales y clínicas, - recubiertos con adhesivo termo fusible o acrílico. - Sin látex e hipo alérgico. Adecuado para pieles sensibles. - Fácil de rasgar. - Altamente transpirable y flexible.

**PRESENTACION COMERCIAL**

Blister ½ in x 5 yds, 1 in x 5 yds, 2 in x 5 yds, 3 in x 5 yds, 4 in x 5 yds, Carreto ½ in x 5 yds, 1 in x 5 yds, 2 in x 5 yds, 3 in x 5 yds, 4 in x 5 yds, plegadiza ½ in x 10 yds, 1 in x 10 yds, 2 in x 10 yds, 3 in x 10 yds, 4 in x 10 yds

**FABRICANTE**

NANFANG MEDICAL APPLIANCE FACTORY CO.,LTD

**COMPONENTES Y MATERIALES:**

Producto elaborado cinta quirúrgica / vendaje de (Papel, seda, No tejido), de corte liso, con soporte de tela no tejida viscosa color blanco o piel, adhesivo tipo acrílico.

**A. COMPONENTES:**

Cinta quirúrgica no tejida:

- a. Papel
- b. Seda
- c. PE

**B. EMPAQUE:**

A. Empaque en:

- a. Caja x 12 carretes
- b. Caja x 24 carretes
- c. Caja x 6 carretes
- d. Caja x 24 rollos
- e. Caja x 12 rollos
- f. Caja x 6 rollos

✓ Caja de cartón plastificada a full color.

b. Paquete Interno:

Carrera 26 No. 14 – 38 Barrio San Francisco Teléfono PBX 7-6341907 Cel. 310 7788678

[javierzibobject@yahoo.es](mailto:javierzibobject@yahoo.es) - [zibobject@yahoo.es](mailto:zibobject@yahoo.es)

Bucaramanga - Colombia

Elaborado en cinta quirúrgica revestida de (Papel – Seda – PE – No tejida).

c. Caja de Cartón:

Elaborada en doble capa de cartón corrugado, tiene impresiones en el cartón de Nombre del producto, Lote, Código de Barras, Tamaño, Cantidad, Peso Bruto y Peso Neto..

Cada empaque lleva impreso la referencia del producto, número de lote de fabricación, códigos de barra y fecha de vencimiento del producto.

### **ALMACENAMIENTO**

Conservar hasta su uso en los empaques originales en ambiente fresco (Temperatura 24° +/- 5° y H.R. de 45% a 65%)

### **USOS**

- Cubrimiento de heridas
- Inmovilizador de Pacientes
- Fijación de dispositivos médicos

### **VIDA UTIL**

2 Años a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando el producto no esté húmedo o moldy.

### **MEDIDAS DE SEGURIDAD**

- Evitar el contacto con altas temperaturas.
- Mantenga el producto protegido del polvo y la humedad.

### **NORMAS APLICABLES**

- ISO 10993
- ISO 9001
- ISO 13485