



**MASCARILLA DE PROTECCION N-95**  
**REF. TIS0001**



NOMBRE COMERCIAL	MASCARILLA N-95
COMPONENTES	CUBIERTA INTERNA Y EXTERNA TELA NO TEJIDA 100% POLIPROPILENO ALMA DE NO TEJIDO DE POLIETILENO
SELLADO	CIERRE TERMOSELLADO QUE GARANTIZA, SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y RIGIDEZ PERMITIENDO COMODIDAD
NARIGUERA	RECUBIERTA CON ESPUMA PARA MAYOR COMFORT, SE AMOLDA A CUALQUIER TABIQUE
FILTRO	MEDIO FILTRANTE ELECTROSTATICO DE ALTA ESPECIFICACION PARA RETENCION SUPERIOR AL 95% DE PARTICULAS SUSPENDIDAS EN EL AIRE
DISEÑO ANATOMICO COMODO	CLARIDAD PLENA DE COMUNICACIÓN CON EL TONO NORMAL DE VOZ, MAYOR TIEMPO DE USO DEBIDO A CAIDA DE PRESION Y MINIMA RESISTENCIA AL PASO DE AIRE
PRESENTACION	RESPIRADOR COLOR BLANCO / NEGRO

