

ZIBOJECT S.A.S
POLAINA DESECHABLE CON ANTIDESLIZANTE

FICHA TECNICA
NOMBRE DEL PRODUCTO

POLAINA DESECHABLE CON ANTIDESLIZANTE:

Producto desechable, uso médico, industrial, estético, Fabricación de alimentos, medicamentos y laboratorios. Protege de la contaminación. No produce reacciones alérgicas. Protección. No estéril. Hecho a máquina.

PRESENTACION COMERCIAL

Bolsa x 100 unidades o 50 pares, corrugado por 20 bolsas x 50 pares (1000 pares)
REFERENCIA 1: "BLUE"

FABRICANTE

SWORD XIANTAO DISPOSABLE PROTECTIVE PRODUCTS FACTORY

IMPORTADOR

ZIBOJECT S.A.S.

MARCA

NO TIENE

COMPONENTES Y MATERIALES:

Producto elaborado con resorte ajustable doble costura para mayor comodidad. Se coloca sobre los zapatos evitando la contaminación.

A. COMPONENTES:

a. **MATERIAL:** Tela no tejida 27g – 30g - Resorte Nylon Blanco


B. EMPAQUE:

a. Empaque en bolsa x 50 pares o 100 unidades:

✓ Bolsa Plástica de doble capa (Película de Polietileno/polipropileno).

b. Paquete Interno:

Contiene 20 bolsas por 50 pares (1000 pares).



c. Caja de Cartón:

Elaborada en doble capa de cartón corrugado, tiene impresiones en el cartón de Nombre del producto, Lote, Tamaño, Cantidad, Peso Bruto y Peso Neto.

Contiene 8 paquetes internos.

Cada empaque lleva impreso la referencia del producto, número de lote de fabricación y fecha de vencimiento del producto.

VIDA UTIL

5 años bajo condiciones recomendadas de almacenamiento

