

ZIBOJECT S.A.S
GORRO TIPO ORUGA

FICHA TECNICA
NOMBRE DEL PRODUCTO

GORRO TIPO ORUGA DESECHABLES DE USO UNICO:

Gorro con elástico para adaptarse al entorno craneal que se coloca en la cabeza sin que cubra totalmente la frente, ni los ojos. Permite separar el cabello y/o el cuero cabelludo del exterior y evitar la contaminación de cabellos, es usado como prenda de protección. No estéril.

PRESENTACION COMERCIAL

Bolsa x 100 unidades, corrugado por 10 bolsas x 100 unid (1.000 unidades)

REFERENCIA 1: Color azul

FABRICANTE

HEFEI C&P NONWOVEN PRODUCTS CO., LTD.

COMPONENTES Y MATERIALES:

Producto elaborado en tela no tejida de polipropileno altamente transpirable y confortable con doble línea de elástico.

A. COMPONENTES:

- a. **MATERIAL:** Tela no tejida 100% polipropileno de 13g-Resorte Nylon Blanco
- b. **DIMENSIONES:** Talla única: 53 cm (21") de diámetro superior; 10 cm de altura
- c. **PESO:** 10g/ m², gramaje: 9.5-10.5g/m²

B. EMPAQUE:

- a. Empaque en bolsa x 100 unidades:

✓ Bolsa Plástica de doble capa (Película de Polietileno/polipropileno).

- b. Paquete Interno:

Contiene 100 bolsas de 100 unidades cada una.

- c. Caja de Cartón:

Elaborada en doble capa de cartón corrugado, tiene impresiones en el cartón de Nombre del producto, Lote, Tamaño, Cantidad, Peso Bruto y Peso Neto.

Contiene 10 paquetes internos.

Cada empaque lleva impreso la referencia del producto, número de lote de fabricación y fecha de vencimiento del producto.

VIDA UTIL

5 años bajo condiciones recomendadas de almacenamiento
--

