



ZIBOJECT S.A.S
APLICADORES DE MADERA CON PUNTA DE ALGODÓN

FICHA TÉCNICA
NOMBRE DEL PRODUCTO

APLICADORES DE ALGODÓN DESECHABLES DE USO ÚNICO:

Dispositivo médico no estéril, diseñado para facilitar la aplicación de medicamentos tópicos y/o exploración física de órganos externos.

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Empaque íntegro no estéril en bolsa de polietileno-polipropileno.
Presentación caja corrugada: Caja por 200 bolsas.
Presentación primaria: Bolsa por 100 Unidades.
Total de unidades por caja corrugada: 20.000 Unidades.

FABRICANTE

TAIZHOU CITY YONG FANG SANITARY PRODUCTS FACTORY

COMPONENTES Y MATERIALES:

Producto elaborado con material atóxico, no pirógeno de conformidad con PHARM DE P.R. CHINA Y BP.

A. COMPONENTES:

a. PALITO DE MADERA:

Los productos se hacen de la madera plana (Abedul) y del algodón de primera clase de la superficie uniforme sin las virutas y las perforaciones. La superficie del producto debe ser limpia, ningún aceite, ningún molde y ninguna contaminación.

b. PUNTA DE ALGODÓN: cabezal en uno de los extremos de la madera plana hecho en algodón 100 %.

B. EMPAQUE:

a. Empaque en bolsa x 100 unidades:

✓ Bolsa Plástica de doble capa (Película de Polietileno/polipropileno).

b. Paquete Interno:

Elaborado en bolsa plástica de doble capa, contiene 25 bolsas de 100 unidades cada una.

c. Caja de Cartón:

Elaborada en doble capa de cartón corrugado, tiene impresiones en el cartón de

Nombre del producto, Lote, Tamaño, Cantidad, Peso Bruto y Peso Neto.
 Contiene 8 paquetes internos.

Cada empaque lleva impreso la referencia del producto, número de lote de fabricación y fecha de vencimiento del producto.

VIDA ÚTIL

3 Años a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando el producto no esté húmedo o mohoso.


CONDICIONES AMBIENTALES NORMALES

Manténgase en un lugar fresco y seco, protegido de la luz.

Temperatura: 5 °C a 55 °C

Humedad Relativa: 40 % a 80 %

PARTES DEL APLICADOR DE MADERA CON PUNTAS DE ALGODÓN



NORMAS APLICABLES

- ISO 13485
- ISO 9001
- ISO 9002
- CE