



ZIBOJECT

## FICHA TÉCNICA

### PRODUCTO:

AgujasParaPluma de Insulina

### MARCA:

ZIBOJECT- Promisemed Hangzhou  
Meditech Co.,LTD.

### FABRICANTE:

Promisemed Hangzhou Meditech CO, LTD

### USOS:

Estándestaminados para la inyección subcutánea de insulina en el tratamiento de la Diabetes. La aguja de pluma de insulina consta de una tapa estéril, tapa de la aguja, la base de la aguja o casquillo, que se pueden fijar con la aguja y papel blíster. La tapa estéril cubre la base o casquillo de la aguja y la tapa de la aguja es sellada con papel blíster en el orificio de apertura de la tapa estéril. La base o casquillo de la aguja puede ser conectada con la pluma; la tapa de la aguja tiene un cubrimiento destinado a proporcionar protección física para el tubo de la aguja.

Las agujas de pluma de insulina son de un solo uso, los dispositivos médicos estériles, y son diseñadas para ser utilizadas en conjunción con un inyector de pluma y cartuchos de pluma. Las agujas de pluma de insulina son estériles (Esterilización EO), no tóxicas y no pirógena



### COMPOSICIÓN:

Polipropileno Grado Médico  
- Acero Inoxidable

### VIDA ÚTIL:

5 años

## EMPAQUE:

<b>EMPAQUE</b>
CAJA POR 100 UNIDADES

## CLASIFICACIÓN:

REF	CALIBRE AGUJA	LONGITUD
29G	0.33MM	8.12MM
30G	0.36MM	10.12MM
31G	0.25MM	4, 5, 6, 8 MM
32G	0.23MM	4MM
33G	0.21MM	4MM

## PRESENTACIÓN:

- Empaque Unitario

## CARACTERÍSTICAS:

- Funciona con todas las principales marcas de plumas de insulina disponibles en el mercado
- Doble protección siliconada para mejor comfort
- Aguja tribiselada
- Ajuste seguro con prevención antifuga
- Diseño de rosca inteligente

## TIPO DE RIESGO

IIA

REGISTRO SANITARIO INVIMA 2015DM-0012661

Carrera 26 # 14 - 38 Barrio San Francisco | Teléfono PBX 7-6341907 | Cel 310-7788678  
javierzibobject@yahoo.es - administracion@zibobject.com  
www.zibobject.com  
Bucaramanga - Colombia