



## FICHA TÉCNICA

### PRODUCTO:

Aplicador de Punta de Algodón

### MARCA:

ZIBOJECT

### FABRICANTE:

TaizhouCityYongfang Sanitary Products  
Factory

### USOS:

Secado y limpieza de partes externas del  
cuerpo, toma de muestras en  
laboratorio.

### COMPOSICIÓN:

- *Palito de Madera:* Madera plana de abedul
- *Punta de Algodón:* Algodón 100% uniforme sin virutas y perforaciones

### PRESENTACIÓN:

- Bolsa por 1 unidad
- Bolsa por 20 unidades
- Bolsa por 100 unidades

## EMPAQUE:

| UNIDAD POR BOLSA | UNIDAD POR CAJA MASTER | TOTAL UNIDADES  |
|------------------|------------------------|-----------------|
| 20 UNIDADES      | 1.000 BOLSAS           | 20.000 UNIDADES |
| 100 UNIDADES     | 200 BOLSAS             | 20.000 UNIDADES |

## VIDA ÚTIL:

5 años a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando el producto no esté húmedo o mohoso.

## ALMACENAMIENTO:

Manténgase en un lugar fresco y seco, protegido de la luz.

Temperatura: 5°C a 55°C

Humedad Relativa: 40% a 80%

## NORMAS TÉCNICAS:

ISO 13485

ISO 9001

ISO 9002

CE

## TIPO DE RIESGO

I



REGISTRO SANITARIO INVIMA 2017DM-0017259

Carrera 26 # 14 - 38 Barrio San Francisco | Teléfono PBX 7-6341907 | Cel 310-7788678

javierzibobject@yahoo.es - administracion@zibobject.com

www.zibobject.com

Bucaramanga - Colombia