



FICHA TÉCNICA

PRODUCTO:

Apósito Microporoso Adhesivo

MARCA:

ZIBOJECT

FABRICANTE:

JiangsuNanfangMedical CO. LTD

USOS:

Cinta microporosa adhesiva de uso oftálmico, cinta microporosa adhesiva para nariz o cualquier parte del cuerpo, estéril y no esteril, resistente al agua.

COMPOSICIÓN:

- *Cinta PE:* Cinta quirúrgica adhesiva/ vendaje de (Papel, seda, No tejido) en PE
- *Apósito Absorbente:* Apósito de gasa
- *Soporte:* Soporte de tela adhesiva hipoalergénica Micropore color piel

PRESENTACIÓN:

- Caja por 20 unidades
- Caja por 50 unidades
- Caja por 100 unidades

EMPAQUE:

PRESENTACIÓN	UNIDAD POR CAJA	TOTAL UNIDADES
CAJA PRIMARIA	CAJA X 20 UNIDADES	20 UNIDADES
CAJA CORRUGADA	50 CAJAS PRIMARIAS	1.000 UNIDADES

ALMACENAMIENTO:

Manténgase en un lugar fresco y seco, protegido de la luz

Temperatura: 5°C a 55°C

Humedad Relativa: 45% a 80%

NORMAS TÉCNICAS:

- ISO 10993
- ISO 9001
- ISO 13485

TIPO DE RIESGO

- |