




Caja a Granel



Caja en empaque individual

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO:

Bajalenguas de Madera

MARCA:

ZIBOJECT

FABRICANTE:

Wujiang Yongcheng Wooden Product Factory

USOS:

Bajalenguas de madera utilizado como sujetador de lengua para examinar la orofaringe y/o utilizado como medio para aplicar medicamentos a nivel tópico

COMPOSICIÓN:

- Fabricadas en madera blanca (Abedul) grado A
Largo: 1.40mm
Ancho: 17mm
Espesor: 2mm
- *Empacado Individual:* papel grado medico, en celulosa pura, porosidad controlada en 0.1 micras

PRESENTACIÓN:

- Empaque
- Individual
Empaque a Granel

EMPAQUE:

EMPAQUE	UNIDAD POR CAJA	PAQUETE POR CAJA	TOTAL UNIDADES
INDIVIDUAL	CAJA X 50 PAQUETES	50 UNIDADES	2.500 UNIDADES
GRANEL	CAJA X 100 PAQUETES	100 UNIDADES	10.000 UNIDADES

VIDA ÚTIL:

5 años a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando el producto no esté húmedo o mohoso

ALMACENAMIENTO:

Manténgase en un lugar fresco y seco, protegido de la luz

NORMAS TÉCNICAS:

- ISO 13485
- ISO 9001
- ISO 9002
- CE