



ZIBOJECT



Bolsa de Orina Triangular



Bolsa de Orina Rectangular

## FICHA TÉCNICA

### PRODUCTO:

Bolsa de Orina

### MARCA:

ZIBOJECT

### FABRICANTE:

Huaian TianyiMedical Product CO. LTD  
Jiangsu Webest Medical Product CO. LTD

### USOS:

La *Bolsa de Orina* es usada para coleccionar orina en pacientes que llevan mucho tiempo en cama de una manera seria y sin inconvenientes.

La *Bolsa de Orina* está destinada para uso con catéter permanente en personas que padecen incontinencia urinaria, no puede orinar de manera normal, o que tengan la necesidad de tener el flujo de la vejiga continuamente.

### COMPOSICIÓN:

- *Bolsa de Orina PVC*
- *Tubo de Conexión PVC*
- *Manija PP*
- *Botón de Salida y Puerto de Muestras PVC*
- *Conector PVC*
- *ABS: Acrilonitrilo Butadieno Estireno*

### PRESENTACIÓN:

- Empaque individual estéril
- Empaque por 20 unidades
- Empaque por 50 unidades

## EMPAQUE:

---

TIPO DE EMPAQUE	TOTAL UNIDADES
INDIVIDUAL	1
BOLSA PLÁSTICA	20
CAJA DE CARTÓN	50

## VIDA ÚTIL:

---

5 Años a partir de la fecha de esterilización, siempre y cuando el empaque esté intacto.

## NORMAS TÉCNICAS:

---

- MDD 93/42EEC
- EN 550
- ISO 7804
- ISO 10993-1
- ISO 10993-7
- ISO 9001

## TIPO DE RIESGO

---

- I