



Caja de Petri Plástica Estéril



Caja de Petri de Vidrio No Estéril

COMPOSICIÓN:

- *Caja de Petri de Vidrio No Estéril:* Vidrio sódico-cálcico de la tercera clase hidrolítica, libre de cadmio y plomo de 75 x 15mm
- *Caja de Petri Plástica Estéril:* Recipiente desechable de 70 x 15mm de uso microbiológico de forma circular y de plástico cristalino; esterilizadas con rayos gamma y fabricadas con Poliestireno cristal virgen de grado médico

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO:

Caja de Petri

MARCA:

ZIBOJECT

FABRICANTE:

NantongHailunBio-Medical apparatuses
Manufacturing CO, LTD

USOS:

Recipiente para usos múltiples de forma circular. Consta de dos placas, una que funciona de tapa, y otra de base. Diseñada para evitar la condensación al llenado y manejarse fácilmente, proveen una sujeción estable para apilarlas sin riesgo. Caja de Petri de Vidrio No Estéril: Diseñada para cultivos e incubación de microorganismos. Alta resistencia para los frecuentes ciclos de esterilización (Esterilizables hasta 135°C)

PRESENTACIÓN:

- *Caja de Petri de Vidrio No Estéril:* Cajapor 10 unidades
- *Caja de Petri Plástica Estéril:* Bolsapor 10 unidades

EMPAQUE:

PRESENTACIÓN	UNIDAD	CAJA MADRE	TOTAL UNIDADES
CAJA DE PETRI PLÁSTICA	BOLSA POR 10 UNIDADES	80 BOLSAS	800 UNIDADES
CAJA DE PETRI DE VIDRIO	CAJA POR 10 UNIDADES	20 CAJAS	200 UNIDADES

VIDA ÚTIL:

- Caja de Petri Plástica Estéril: Uso único
- Caja de Petri de Vidrio No Estéril: Según uso administrado

NORMAS TÉCNICAS:

- MDD 93/42EEC
- ISO 13485:2003
- ISO 7886-1: 1993
- ISO 9001

ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura ambiente, en un lugar limpio y seco, protegido de la Luz.

- Temperatura: 5°C a 55°C
- Humedad Relativa: 30% a 80%

REGISTRO INVIMA (NO REQUIERE) ACTA No.07 JUNIO 10 DE 2009

Carrera 26 # 14 - 38 Barrio San Francisco | Teléfono PBX 7-6341907 | Cel 310-7788678

javierzibobject@yahoo.es - administracion@zibobject.com

www.zibobject.com

Bucaramanga - Colombia