



## FICHA TÉCNICA

### PRODUCTO:

Canastilla en Acero Inoxidable

### MARCA:

ZIBOJECT

### FABRICANTE:

NantongHailun Bio-Medical Apparatuses  
Manufacturing CO, LTD

### USOS:

Bandeja para secado de material en horno. Fabricadas en malla tupida de acero inoxidable. Muy resistentes. Asas abatibles. Base del cesto protegida con malla tupida, y cuerpo reforzado

## COMPOSICIÓN:

- *Malla:* Acero inoxidable
- *Varilla:* Acero inoxidable

## PRESENTACIÓN:

- Empaque Individual

## ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura ambiente, en un lugar limpio y seco, protegido de la luz.

• Temperatura: 5°C a 55°C

• Humedad Relativa: 30% a 80%

## EMPAQUE:

---

EMPAQUE
UNIDAD INDIVIDUAL

## VIDA ÚTIL:

Según su uso

## NORMAS TÉCNICAS:

---

- MDD 93/42EEC
- ISO 13485:2003
- ISO 7886-1:1993
- ISO 9001