



ZIBOJECT



FICHA TÉCNICA

PRODUCTO:

Gasas Estériles y No Estériles, Tejidas y No Tejidas

MARCA:

ZIBOJECT

FABRICANTE:

JiangsuJieleMedical Dressing CO, LTD

USOS:

La Gasa Estéril y No Estéril es usada en limpieza y absorción de heridas y superficies corporales

COMPOSICIÓN:

- Hilaza de algodón
- Esterileno
- Pegamento

ALMACENAMIENTO

Guardar a temperatura ambiente en lugar fresco.

PRESENTACIÓN:

Empaque íntegro NO Estéril:

- 5cm x 5 cm paquete x 200 unid
- 7.5cm x 7.5 cm paquete x 200 unid
- 10cm x 10 cm paquete x 200 unid
- Compresas estéril y no estéril empacadas en bolsas por 5, 10 y 20 unidades

Empaque íntegro Estéril :

- 5cm x 5 cm sobre x 3 unid
- 5cm x 5 cm sobre x 5 unid
- 7.5cm x 7.5 cm sobre x 3 unid
- 7.5cm x 7.5 cm sobre x 5 unid
- 10cm x 10 cm sobre x 3 unid
- 10cm x 10 cm sobre x 5 unid
- Gasa Rollo 36" x 100 yardas

PRESENTACIÓN:

REF	DIMENSIONES
ESTÉRIL	5 CM X 5 CM
ESTÉRIL	7.5 CM X 7.5 CM
ESTÉRIL	10 CM X 10 CM
ESTÉRIL	GASA ROLLO 36" X 100 YARDAS

MIEMBROS COMPROMETIDOS

CUERPO HUMANO

VIDA ÚTIL:

5 años a partir de la fecha de esterilización, siempre y cuando el empaque esté intacto

NORMAS TÉCNICAS:

- EN 46002:1996
- EN 552-EN 540-EN 556
- USP
- ISO 10993-107
- ISO 14971:2000
- ISO 7886 EN 868-1
- EN 10993-5
- EN 1441:1994
- EN ISO 9001:2000
- EN ISO 13485:2003

TIPO DE RIESGO

- IIA