



FICHA TÉCNICA

PRODUCTO:

Gorro Tipo Oruga

MARCA:

ZIBOJECT

FABRICANTE:

HefeiC&PNonwoven Products CO, LTD

USOS:

Gorro con elástico para adaptarse al entorno craneal que se coloca en la cabeza sin que cubra totalmente la frente, ni los ojos. Permite separar el cabello y/o el cuero cabelludo del exterior y evitar la contaminación de cabellos. Es usado como prenda de protección. No Estéril

COMPOSICIÓN:

- Tela No Tejida 100% Polipropileno de 13g
- *Resorte:* Nylon Blanco
- Referencia: Color Azul
- Dimensiones: Talla Única (53 cm de diámetro superior; 10 cm de altura)
- Peso: 10 g/m², gramaje: 9.5-10.5 g/m²

PRESENTACIÓN:

- Bolsa por 100 unidades,
- Corrugado por 20 bolsas x 100 unidades (2.000 unidades)

ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura ambiente, en un lugar limpio y seco, protegido de la luz.

VIDA ÚTIL:

5 años bajo condiciones recomendadas de almacenamiento

NORMAS TÉCNICAS:

- MDD 93/42EEC
- ISO 13485:2003
- ISO 7886-:1993
- ISO 9001

REGISTRO INVIMA (NO REQUIERE) ACTA NO.07 JUNIO 10 DE 2009

Carrera 26 # 14 - 38 Barrio San Francisco | Teléfono PBX 7-6341907 | Cel 310-7788678
javierzibobject@yahoo.es - administracion@zibobject.com
www.zibobject.com
Bucaramanga - Colombia