



ZIBOJECT



Gradilla Plástica PP



Gradilla Acero Inoxidable



Gradilla Plástica ABS

## FICHA TÉCNICA

### PRODUCTO:

Gradilla

### MARCA:

ZIBOJECT

### FABRICANTE:

NantongHailun Bio-Medical apparatuses  
Manufacturing CO, LTD

### USOS:

Gradilla usada para sostener con seguridad cualquier clase de tubo de ensayo

## COMPOSICIÓN:

- *Gradilla Plástica PPx50Posiciones:*  
Polímero termoplástico y PP
- *Gradilla Acero Inoxidablex 50 Posiciones:*  
Acero inoxidable 304
- *Gradilla Plástica ABSx50Posiciones:*  
ABS  
(acrilo nitrilo butadieno estireno)

## VIDA ÚTIL:

Según su ciclo de uso

## EMPAQUE:

---

EMPAQUE
INDIVIDUAL

## REFERENCIAS:

---

- *Gradilla Plástica PP x 50 Posiciones:*  
Fabricado en polímero termoplástico y PP, que permite ser refrigerado hasta -40°C y un máximo de 60°C en
- *estufas Gradilla Acero Inoxidable x 50 Posiciones:* Temperatura de uso -20°C a 120°C, fabricadas en acero inoxidable 304 con doble sistema de anclaje para completa posición vertical de los tubos *Gradilla Plástica*
- *ABS x 40 Posiciones:* Fabricadas en termoplástico ABS. Sostiene tubos de ensayo desde 13mm hasta 20mm. Resisten temperaturas hasta 100°C. No autoclavable

## NORMAS TÉCNICAS:

---

- MDD 93/42EEC
- ISO 13485:2003
- ISO 78861:1993
- ISO 9001