



ZIBOJECT



FICHA TÉCNICA

PRODUCTO:

Jeringas Estériles Hipodérmicas (Con Aguja)

MARCA:

ZIBOJECT

FABRICANTE:

ChangzhouJiafengMedical Equipment CO,
LTD

USOS:

Aspiración de fluidos o para la
inyección de fluidos inmediatamente
después de la introducción

COMPOSICIÓN:

- Embolo: Polipropileno
- Tubo: Polipropileno
- Pistón: Polipropileno
- Funda: Polipropileno
- Agujas Hipodérmicas: Acero
Inoxidable Austenítico

PRESENTACIÓN:

- Empaque Unitario
- Caja por 25 unidades
- Caja por 50 unidades
- Caja por 100 unidades
- Caja por 300 unidades
- Caja por 400 unidades
- Caja por 600 unidades
- Caja por 800 unidades
- Caja por 1200 unidades
- Caja por 1800 unidades
- Caja por 2400 unidades
- Caja por 3000 unidades

CLASIFICACIÓN:

Jeringas hipodérmicas estériles para un solo uso (con aguja) – tres partes

Jeringas	Especificación del Tubo de Aguja								
	16G	18 G	21 G	22 G	23 G	24 G	25 G	26 G	27 G
1ml									
2ml	/	/	×1	×1	×1	×1	×1/2	×1/2	×1/2
3ml	/	/	×1 1/4	×1 1/4	×1 1/4	×1 1/4	×1	×1	×1
	/	/	×1 1/2	×1 1/2	×1 1/2	×1 1/2	×5/8	×1 1/2	×1 1/2
	/	/	×3/4	×3/4	/	/	/	/	/

Jeringas	Especificación del tubo de Aguja								
	16G	18 G	21 G	22 G	23 G	24 G	25 G	26 G	27 G
5ml									
10ml	×1	×1	×1	×1	×1	×1	/	/	/
20ml	×1 1/2	×1 1/4	×1 1/4	×1 1/4	×1 1/4	×1 1/4	/	/	/
50ml	×3/4	×1 1/2	×1 1/2	×1 1/2	×1 1/2	×1 1/2	/	/	/
60ml	/	×3/4	×3/4	×3/4	/	/	/	/	/

Jeringas hipodérmicas estériles para un solo uso (con aguja) – dos partes

Jeringas	Especificación del tubo de aguja								
	16G	18 G	21 G	22 G	23 G	24 G	25 G	26 G	27 G
2ml									
5ml	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1/2	×1/2	×1/2
10ml	×1 1/2	×1 1/4	×1 1/4	×1 1/4	×1 1/4	×1 1/4	×1	×1	×1
20ml	×3/4	×1 1/2	×1 1/2	×1 1/2	×1 1/2	×1 1/2	×5/8	×1 1/2	×1 1/2
	/	×3/4	×3/4	×3/4	/	/	/	/	/

MIEMBROS COMPROMETIDOS

Cuerpo Humano

VIDA ÚTIL:

5 años

ALMACENAMIENTO:

Almacenar en una humedad relativa de no más de 80%, gas no corrosivo y bien ventilado en interiores, y los productos están totalmente garantizados

TIPO DE RIESGO

IIA