



Ref: 7105



Ref: 7101

## FICHA TÉCNICA

### PRODUCTO:

Lámina Porta Objetos

### MARCA:

ZIBOJECT

### FABRICANTE:

NantongHailun Bio-Medical  
apparatuses Manufacturing CO, LTD

### USOS:

Lámina de vidrio rectangular de color transparente utilizada para almacenar muestras y objetos con el fin de observarlas bajo el microscopio

## COMPOSICIÓN:

- Vidrio Sódico-Cálcico
  - Coeficiente de dilatación medio aproximado: 9x10-6K-1
  - Resistencia al agua (DIN ISO 719): Clase 3
  - Resistencia a los ácidos (DIN 12 116): Clase 3

## VIDA ÚTIL:

5 años a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando el empaque esté íntegro el

## EMPAQUE:

CAJA INTERNA	CAJA MADRE	TOTAL UNIDADES
50 UNIDADES	50 CAJAS INTERNAS	2500 UNIDADES

## REFERENCIAS:

- Lámina Porta Objetos Esquinas a 45°
- Lámina Porta Objetos Esquinas a 90°

## NORMAS TÉCNICAS:

- ISO 13485
- ISO 9001:2008
- CE
- FDA