



Tapón Heparinizado Ziboject



Tapón Bioseguro Ziboject

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO:

Tapón Ziboject

MARCA:

ZIBOJECT

FABRICANTE:

JiangsuWebestMedical Product CO, LTD

USOS:

El *tapón estéril* es usado para realizar transfusiones con I.V cánula, usado como accesorio de equipos de infusión venosa, como punto de inyección múltiple para medicamentos, soluciones o toma de muestras

VIDA ÚTIL:

5 años a partir de la fecha de esterilización, siempre y cuando el empaque esté intacto

ALMACENAMIENTO:

Almacenar a temperatura ambiente, en un lugar limpio y seco, protegido de la luz.

PRESENTACIÓN:

- Empaque Individual Estéril
- Caja por 50 Unidades
- Caja por 100 Unidades

PRESENTACIÓN:

REF	COLOR ETIQUETA
BIO SEGURO (LIBRE DE AGUJA)	VERDE
HEPARINIZADO	AZUL

TIPO DE RIESGO

- IIA

MIEMBROS COMPROMETIDOS

- Sangre

COMPOSICIÓN:

- ABS (Polisopreno, Acrilonitrilo-Butadieno-Estireno)

NORMAS TÉCNICAS:

- MDD 93/42EEC EN
- 550
- EN 556
- ISO 11135
- ISO 10993-7
- ISO 13485:2003
- ISO 9001