



ZIBOJECT



FICHA TÉCNICA

PRODUCTO:

Set de Infusión: Equipo de Transfusión de Sangre (Con aguja)

MARCA:

ZIBOJECT

FABRICANTE:

JiangsuWebestMedical Product CO,
LTD

USOS:

El equipo de venoclip de macrogoteo para transfusión de sangre con aguja está diseñado para la administración segura y controlada de transfusiones de componentes sanguíneos.

VIDA ÚTIL:

5 años a partir de la fecha de esterilización, siempre y cuando el empaque este intacto

ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura ambiente, en un lugar limpio y seco, protegido de la luz.

Temperatura: 5°C a 55°C

Humedad Relativa: 30% a 80%

PRESENTACIÓN:

- Empaque Individual
- Caja por 50 unidades
- Caja por 100 unidades

PRESENTACIÓN:

PRESENTACIÓN
MACORGOTEO POLYBAG S/A S/B LUER SLIP
MACROGOTEO BLISTER
MACORGOTEO FOTOPROTECTOR
MACROGOTEO BIOSEGURO
QUIPO DE TRANSFUSIÓN CON AGUJA
MACROGOTEO POLYBAG S/A S/B LUER LOCK

NORMAS TÉCNICAS:

MDD 93/42EEC

EN 550 ISO

594-2 ISO

13485 ISO


9001:2000

TIPO DE RIESGO

IIA

COMPOSICIÓN:

- **Equipo:** PVC grado médico en moldes de inyección
- **Soporte de la Aguja:** Punta de metal y plástico ABS
- Recubrimiento de Poliuretano grado medico
- Membrana filtro de la solución fibra médica
- Tubo de infusión de PVC grado médico flexible
- Llave de infusión para flujo controlado
- Filtro
- Conexión segura Luer lock
- Regulador de flujo
- Cubierta protectora para la aguja
- Aguja de transfusión
- Blister: Cubierta plástica y papel grado médico.



REGISTRO SANITARIO INVIMA 2016DM-0000144-RI

Carrera 26 # 14 - 38 Barrio San Francisco | Teléfono PBX 7-6341907 | Cel 310-7788678

javierzibobject@yahoo.es - administracion@zibobject.com

www.zibobject.com

Bucaramanga - Colombia