



**ZIBOJECT**



### **VIDA ÚTIL:**

5 años a partir de la fecha de esterilización, siempre y cuando el empaque esté intacto

### **ALMACENAMIENTO**

Almacenar a temperatura ambiente, en un lugar limpio y seco, protegido de la luz.

Temperatura: 5°C a 55°C

Humedad Relativa: 30% a 80%

## **FICHA TÉCNICA**

### **PRODUCTO:**

Set de Infusión: Equipo Fotoprotector

### **MARCA:**

ZIBOJECT

### **FABRICANTE:**

JiangsuWebestMedical Product CO,  
LTD

### **USOS:**

El equipo de venoclisis fotoprotector se utiliza para administrar medicamentos intravenosos protegiéndolos de la luz, lo cual es esencial para fármacos fotosensibles. Es crucial en ambientes hospitalarios con alta iluminación, su diseño facilita una administración segura y eficiente sin necesidad de protección adicional; Este equipo asegura que los líquidos y medicamentos sensibles a la luz mantengan su eficacia durante la administración intravenosa.

### **PRESENTACIÓN:**

Empaque Individual

Caja por 50 unidades

- Caja por 100 unidades

## PRESENTACIÓN:

PRESENTACIÓN
MACROGOTEO POLYBAG S/A S/B LUER SLIP
MACROGOTEO BLISTER
MACROGOTEO FOTOPROTECTOR
MACROGOTEO BIOSEGURO
QUIPO DE TRANSFUSIÓN CON AGUJA
MACROGOTEO PLYBAG S/A S/B LUER LOCK

## NORMAS TÉCNICAS

MDD 93/42EEC

EN 550 ISO

594-2 ISO

13485 ISO


9001:2000

## TIPO DE RIESGO

IIA

## COMPOSICIÓN:

- **Equipo:** PVC grado médico en moldes de inyección
- **Soporte de la Aguja:** Punta de metal y plástico ABS
- Recubrimiento de Poliuretano grado medico
- Membrana filtro de la solución fibra médica
- **Membrana filtro de aire:** Fibras
- **Embudo:** PVC grado médico
- **Tubo de infusión Fotoprotector:** PVC grado médico
- Cámara de Goteo: PVC grado médico
- **Regulador de flujo:** Material ABS
- **Puntos de inyección:** Caucho natural
- **Cubierta y Bolsas Fotoprotectoras Adicionales:** Empaque tipo Blister, cubierta plástica/Papel grado médico



REGISTRO SANITARIO INVIMA 2016DM-0000144-RI

Carrera 26 # 14 - 38 Barrio San Francisco | Teléfono PBX 7-6341907 | Cel 310-7788678

javierzibobject@yahoo.es - administracion@zibobject.com

www.zibobject.com

Bucaramanga - Colombia