



ZIBOJECT



## CARACTERÍSTICAS

- Tubo de extensión PVC grado medico 101 y/o 152 y/o 213 y/o cm
- Conector resina 100% 3.0 cm
- Conector universal
- Luer Lock - Luer Slip
- Puerto en "Y" estándar
- PVC grado médico
- Regulador de flujo cámara de goteo transparente grafo médico
- 60 gotas/mmin
- Con o sin filtro
- 100% suevo
- Ventilación - Air vent plástico
- Punzón uiversal plástico hueco 3.5 cm

## FICHA TÉCNICA

### PRODUCTO:

Set de Infusión: Equipo Microgoteo Polybag S/A S/B (Luer Lock)

### MARCA:

ZIBOJECT

### FABRICANTE:

JiangsuWebestMedical Product CO,  
LTD

### USOS:

El equipo de microgoteo Polybag con conexión Luer Lock está diseñado para la administración controlada y precisa de soluciones intravenosas en procedimientos médicos a 60 gotas. Su uso es ideal en tratamientos que requieren un flujo lento y constante de líquidos, como en terapias pediátricas o de pacientes sensibles. La conexión Luer Lock garantiza una fijación segura y sin fugas al sistema intravenoso, mientras que la bolsa de polietileno mantiene la esterilidad del contenido. Es una opción confiable para la administración de medicamentos o soluciones en un ambiente hospitalario o clínico.

### ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura ambiente, en un lugar limpio y seco, protegido de la luz.

Temperatura: 5°C a 55°C

Humedad Relativa: 30% a 80%

### PRESENTACIÓN:

Bolsa X 25 unidades

## PRESENTACIÓN:

PRESENTACIÓN
MACROGOTEO POLYBAG S/A S/B LUER SLIP
MACROGOTEO BLISTER
MACROGOTEO FOTOPROTECTOR
MACROGOTEO BIOSEGURO
QUIPO DE TRANSFUSIÓN
MICROGOTEO PLOYBAG S/A S/B LUER LOCK

## NORMAS TÉCNICAS:

MDD 93/42EEC

EN 550 ISO

594-2 ISO

13485 ISO

9001:2000

## TIPO DE RIESGO


IIA

## COMPOSICIÓN:

- **Equipo:** PVC grado médico en moldes de inyección
- **Soporte de la Aguja:** Punta de metal y plástico ABS
- Recubrimiento de Poliuretano grado medico
- Membrana filtro de la solución fibra médica
- Tubo de infusión de PVC grado médico flexible
- Bolsa de polietileno
- Conexión Luer Lock o Luer Slip
- Regulador de flujo
- Puntos de inyección sin aguja
- Llave de control de goteo
- Cubierta Protectora

## VIDA ÚTIL:

5 años a partir de la fecha de esterilización, siempre y cuando el empaque este intacto



REGISTRO SANITARIO INVIMA 2016DM-0000144-RI

Carrera 26 # 14 - 38 Barrio San Francisco | Teléfono PBX 7-6341907 | Cel 310-7788678

javierzibobject@yahoo.es - administracion@zibobject.com

www.zibobject.com

Bucaramanga - Colombia