



ZIBOJECT



COMPOSICIÓN:

- Embolo: Polipropileno
Tubo: Polipropileno
- Pistón: Polipropileno
Funda: Polipropileno
- Agujas Hipodérmicas: Acero
Inoxidable Austenítico

PRESENTACIÓN:

Empaque Unitario
Caja por 25 unidades
Caja por 50 unidades
Caja por 100 unidades
Caja por 300 unidades
Caja por 400 unidades
Caja por 600 unidades
Caja por 800 unidades
Caja por 1200 unidades
Caja por 1800 unidades
Caja por 2400 unidades
Caja por 3000 unidades

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO:

Jeringas Estériles Hipodérmicas (Con Aguja)

MARCA:

ZIBOJECT

FABRICANTE:

ChangzhouJiafengMedicalEquipment CO,
LTD

USOS:

Aspiración de fluidos o para la inyección de fluidos inmediatamente después de la introducción.

DESCRIPCIÓN DEL INSUMO:

Jeringa con aguja en acero inoxidable de (21G X 1 1/2" pulgada 21G X 1 1/2" pulgada) con protector.

Medidas de (5cm y 10cm) escala expresada en centímetros, con impresiones de caracteres indelebles, fácilmente legibles y visibles.

No borrrable a la manipulación embolo con punta de caucho, que no se separa del cilindro al succionar el medicamento.

Con apoyo del dedo pulgar para cilindro, sistema Luer Lock

Empaque individual, estéril, en blíster Peel Pack.

Debe llevar impreso la referencia del producto, calibre, numero de lote de fabricación código de barras y fecha de vencimiento no menor a 2 años.

Embalaje: Debe asegurar la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento del producto.

CLASIFICACIÓN:

Jeringas hipodérmicas estériles para un solo uso (con aguja) – tres partes

Jeringas	Especificación del Tubo de Aguja								
	16G	18 G	21 G	22 G	23 G	24 G	25 G	26 G	27 G
1ml									
2ml	/	/	×1	×1	×1	×1	×1/2	×1/2	×1/2
3ml	/	/	×1 1/4	×1 1/4	×1 1/4	×1 1/4	×1	×1	×1
	/	/	×1 1/2	×1 1/2	×1 1/2	×1 1/2	×5/8	×1 1/2	×1 1/2
	/	/	×3/4	×3/4	/	/	/	/	/
Jeringas	Especificación del tubo de Aguja								
	16G	18 G	21 G	22 G	23 G	24 G	25 G	26 G	27 G
5ml									
10ml	×1	×1	×1	×1	×1	×1	/	/	/
20ml	×1 1/2	×1 1/4	×1 1/4	×1 1/4	×1 1/4	×1 1/4	/	/	/
50ml	×3/4	×1 1/2	×1 1/2	×1 1/2	×1 1/2	×1 1/2	/	/	/
60ml	/	×3/4	×3/4	×3/4	/	/	/	/	/

Jeringas hipodérmicas estériles para un solo uso (con aguja) – dos partes

Jeringas	Especificación del tubo de aguja								
	16G	18 G	21 G	22 G	23 G	24 G	25 G	26 G	27 G
2ml									
5ml	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1/2	×1/2	×1/2
10ml	×1 1/2	×1 1/4	×1 1/4	×1 1/4	×1 1/4	×1 1/4	×1	×1	×1
20ml	×3/4	×1 1/2	×1 1/2	×1 1/2	×1 1/2	×1 1/2	×5/8	×1 1/2	×1 1/2
	/	×3/4	×3/4	×3/4	/	/	/	/	/

MIEMBROS COMPROMETIDOS

Cuerpo Humano

VIDA ÚTIL:

5 años

ALMACENAMIENTO:

Almacenar en una humedad relativa de no más de 80%, gas no corrosivo y bien ventilado en interiores, y productos están totalmente garantizados

TIPO DE RIESGO

IIA