



## FICHA TÉCNICA

### PRODUCTO:

Aplicador de Punta de Algodón

### MARCA:

ZIBOJECT

### FABRICANTE:

Taizhou City Yongfang Sanitary Products  
Factory

### USOS:

Secado y limpieza de partes externas del  
en cuerpo, toma de muestras  
laboratorio.

## COMPOSICIÓN:

- Palito de madera: Madera plana de abedul
- Punta de Algodón: Algodón 100% uniforme sin virutas y perforaciones

## CARACTERÍSTICAS:

- No estéril
- Desechable
- Mango de madera entre 13 y 16 cm
- Punta de algodón entre 1 a 2 cm

## PRESENTACIÓN:

- Bolsa por 1 unidad
- Bolsa por 20 unidades
- Bolsa por 100 unidades

## EMPAQUE:

UNIDAD POR BOLSA	UNIDAD POR CAJA MASTER	TOTAL UNIDADES
20 UNIDADES	1.000 BOLSAS	20.000 UNIDADES
100 UNIDADES	200 BOLSAS	20.000 UNIDADES

## VIDA ÚTIL:

5 años a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando el producto no esté húmedo o mohoso.

## ALMACENAMIENTO:

Manténgase en un lugar fresco y seco, protegido de la luz.

Temperatura: 5°C a 55°C

Humedad Relativa: 40% a 80%

## NORMAS TÉCNICAS:

ISO 13485

ISO 9001

ISO 9002

CE

## TIPO DE RIESGO

I



REGISTRO SANITARIO INVIMA 2017DM-0017259