



FICHA TÉCNICA

PRODUCTO:

Condón

MARCA:

ZIBOJECT

FABRICANTE:

Dongyang Songu Latex (Jinzhou) CO,
LTD

USOS:

El uso principal es la prevención del embarazo, pero si se usa correctamente, el condón puede ayudar a prevenir la infección por virus de la Inmunodeficiencia humana y otras enfermedades de transmisión sexual, como Clamidia, Beréz, Verrugas Genitales, Gonorrea, Hepatitis B y Sífilis

COMPOSICIÓN:

Este condón está hecho de funda de látex de caucho natural, que cubre completamente el pene con una membrana ajustada.

Este condón es de paredes rectas con una superficie lisa, terminada en pezón, aceite de silicona y aceite de almidón de maíz USP lubricado.

PRESENTACIÓN:

- Empaque Metálico Individual
- Blíster por 3 unidades
- Caja por 60 unidades

EMPAQUE:

EMPAQUE	UNIDAD POR EMPAQUE	TOTAL UNIDADES
PRIMARIO	1	1 UNIDAD
BLÍSTER	3	3 UNIDADES
CAJA INTERNA	60	60 UNIDADES
CAJA DE CARTÓN	80 CAJAS INTERNAS	4800 UNIDADES

VIDA ÚTIL:

5 años a partir de la fecha de esterilización, siempre y cuando el empaque esté intacto

NORMAS TÉCNICAS:

- EN 980-1999
- ISO 14971:2000
- ISO 10993:1992
- EN 1041-1998
- ISO 4074:2002
- EN 540-1993
- ISO 9001
- ISO 13485
- CEE 93/42