



FICHA TÉCNICA

PRODUCTO:

Mascarilla Médica Desechable

MARCA:

ZIBOJECT

FABRICANTE:

JinhuaJingdiMedical Supplies CO, LTD

USOS:

Para que todo tipo de personal clínico lo use en el proceso de operación no invasiva, cubriendo la boca, nariz y mandíbula del usuario, para proporcionar una cierta barrera física para evitar la penetración directa de patógenos, microorganismos, partículas, etc

COMPOSICIÓN:

- Tela No Tejida
- Capa de Filtro: Melt-blown
- Pinza Nasal: PVC envuelto en hierro galvanizado

PRESENTACIÓN:

- Empaque Unitario
- Caja por 50 unidades
- Caja por 2000 unidades

EMPAQUE:

EMPAQUE	UNIDAD POR EMPAQUE	TOTAL UNIDADES
UNITARIO	1	1 UNIDAD
CAJA INTERNA	50	50 UNIDADES
CAJA DE CARTÓN	40 CAJAS INTERNAS	2000 UNIDADES

VIDA ÚTIL:

3 años

ADVERTENCIAS:

- Utilizar una sola vez
- No almacenar cerca de fuentes de calor ni de olor
- Las leyes, reglamentos y restricciones locales del método de eliminación pueden cambiar o ser reinterpretadas de un país o zona a otra
- La eliminación de residuos de este producto es segura, este material no tiene consecuencias ambientales graves

TIPO DE RIESGO

- |