



**ZIBOJECT S.A.S.**  
**TORNIQUETE ELÁSTICO DE PRESIÓN PARA USO CLÍNICO**

**FICHA TECNICA**

**NOMBRE DEL PRODUCTO**

**TORNIQUETE ELÁSTICO DE PRESION PARA USO CLINICO:**

Torniquete de Presión elástico, Dispositivo médico Grado I, NO estéril usado para ejercer presión por encima de un vaso sanguíneo (arterial y/o venoso) con el fin de extraer muestras sanguíneas del cuerpo humano.

**PRESENTACION COMERCIAL**

Caja dispensadora x 25 Unidades en rollo continuo, con puntos continuos precortados cada 45cm, unidad de empaque Caja x 500 unidades.

**FABRICANTE**

YANCHENG SENOLO TECHNOLOGY Co. LTD

**COMPONENTES Y MATERIALES:**

Compuesto por el siguiente elemento:

**TPE** (Elastómero Termoplástico) o caucho termoplástico; clase de copolímero o mezcla física de polímeros (generalmente un caucho y un plástico) que le da al producto una característica termoplástica y elastomérica.

Libre de Látex.

**A. EMPAQUE**

El Torniquete viene empacado en caja x 25 unidades – NO empaque individual:

**B. CAJA INTERNA:**

- ✓ Caja de cartón sencilla con cubierta plastificada
- ✓ Elaborada en 350g de Cartón Blanco contiene 25 unidades.
- ✓ IMPRESIÓN:

El empaque lleva claramente impreso la referencia del producto, el número de lote de fabricación y la fecha de expiración del producto.

Carrera 26 # 14 – 38 Barrio San Francisco Teléfono PBX 7-6341907 Cel. 310-7788678

[javierzibobject@yahoo.es](mailto:javierzibobject@yahoo.es) – [zibobject@yahoo.es](mailto:zibobject@yahoo.es)

[www.zibobject.com](http://www.zibobject.com)

Bucaramanga - Colombia



**c. CAJA DE CARTON:**

Elaborado en doble capa de cartón corrugado tiene impresiones de Nombre del producto, lote de fabricación, fecha de expiración, tamaño, cantidad, peso neto y peso bruto.

Contiene 20 cajas internas (5000 Unidades).

**VIDA UTIL**

Su vida útil va acorde al uso del producto, No es producto Estéril.

**NORMAS APLICABLES**

- FDA
- CE
- ISO 13485 :2003

**TORNIQUETE ELÁSTICO DE PRESIÓN PARA USO CLÍNICO**



Carrera 26 # 14 – 38 Barrio San Francisco Teléfono PBX 7-6341907 Cel. 310-7788678

[javierzibobject@yahoo.es](mailto:javierzibobject@yahoo.es) – [zibobject@yahoo.es](mailto:zibobject@yahoo.es)

[www.zibobject.com](http://www.zibobject.com)

Bucaramanga - Colombia