




Caja a Granel



Caja en empaque individual

COMPOSICIÓN:

- Fabricadas en madera blanca (Abedul) grado A
- Largo: 140 mm
- Ancho: 17 mm
- Espesor: 2 mm
- Empaque individual: Papel grado medico, en celulosa pura, porosidad controlada en 0.1 micras

CARACTERÍSTICAS

- Artículo de uno médico
- Desechable
- Elaborado de madera con borde redondeado, pulido, aséptico, de superficie uniforme, lisa sin astillas ni perforaciones.

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO:

Bajalenguas de Madera

MARCA:

ZIBOJECT

FABRICANTE:

Wujiang Yongcheng Wooden Product Factory

USOS:

Bajalenguas de madera utilizado como sujetador de lengua para examinar la orofaringe y/o utilizado como medio para aplicar medicamentos a nivel tópico

DESCRIPCIÓN DEL INSUMO:

Bajalenguas de madera no estéril desechable

Largo 140 mm a 150 mm

Ancho 15 mm a 20 mm

Debe llevar impreso la referencia del producto, registro de INVIMA, medida, número de lote de fabricación y fecha de vencimiento no menor a 2 años.

Embalaje: Debe asegurar la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento del producto.

PRESENTACIÓN:

- Empaque Individual
- Empaque a Granel

EMPAQUE:

EMPAQUE	UNIDAD POR CAJA	PAQUETE POR CAJA	TOTAL UNIDADES
INDIVIDUAL	CAJA X 50 PAQUETES	50 UNIDADES	2.500 UNIDADES
GRANEL	CAJA X 100 PAQUETES	100 UNIDADES	10.000 UNIDADES

VIDA ÚTIL:

5 años a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando el producto no esté húmedo o mohoso

ALMACENAMIENTO:

Manténgase en un lugar fresco y seco, protegido de la luz

NORMAS TÉCNICAS:

- ISO 13485
- ISO 9001
- ISO 9002
- CE