



Bolsa de Orina Triangular



Bolsa de Orina Rectangular

## COMPOSICIÓN:

*Bolsa de Orina PVC*

*Tubo de Conexión PVC*

*Manija PP*

*Botón de Salida y Puerto de Muestras PVC*

*Conector PVC*

*ABS: Acrilonitrilo Butadieno Estireno*

## FICHA TÉCNICA

### PRODUCTO:

Bolsa de Orina

### MARCA:

ZIBOJECT

### FABRICANTE:

Huaian Tianyi Medical Product CO. LTD

Jiangsu Webest Medical Product CO.

LTD

### USOS:

La *Bolsa de Orina* es usada para recolectar orina en pacientes que llevan mucho tiempo en cama de una manera seria y sin inconvenientes. La *Bolsa de Orina* está destinada para uso con catéter permanente en personas que padecen incontinencia urinaria, no puede orinar de manera normal, o que tengan la necesidad de tener el flujo de la vejiga continuamente.

### CARACTERÍSTICAS

- Bolsa de Drenaje de 2000cc con Válvula.
- Bolsa de drenaje fondo blanco, escala de 25ml hasta 2000ml, posee sistema cerrado (conexión sonda Foley), desechable, estéril
- Válvula anti reflujo
- Gancho y ventana de ventilación
- Adaptador Universal
- Clip de Seguridad
- Dispositivo de seguridad en el tubo

## EMPAQUE:

TIPO DE EMPAQUE	TOTAL UNIDADES
INDIVIDUAL	1
BOLSA PLÁSTICA	20
CAJA DE CARTÓN	50

## VIDA ÚTIL:

5 Años a partir de la fecha de esterilización, siempre y cuando el empaque esté intacto.

## NORMAS TÉCNICAS:

MDD 93/42EEC

EN 550

ISO 7804

ISO 10993-1

ISO 10993-7

ISO 9001

## TIPO DE RIESGO

- I