

## VIDA ÚTIL:

5 años a partir de la fecha de esterilización, siempre y cuando el empaque esté intacto

## ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura ambiente, en un lugar limpio y seco, protegido de la luz.

Temperatura: 5°C a 55°C

Humedad Relativa: 30% a 80%

## FICHA TÉCNICA

### PRODUCTO:

Set de Infusión: Equipo Macrotoque Bioseguro

### MARCA:

ZIBOJECT

### FABRICANTE:

JiangsuWebestMedical Product CO, LTD

### USOS:

El equipo de venoclisis de macrotoque bioseguro está diseñado para administrar grandes volúmenes de líquidos y medicamentos rápidamente, con un enfoque en la seguridad del paciente y prevención de infecciones.

## PRESENTACIÓN:

- Empaque Individual
- Caja por 50 unidades
- Caja por 100 unidades

## PRESENTACIÓN:

PRESENTACIÓN
MACORGOTEO POLYBAG S/A S/B LUER SLIP
MACROGOTEO BLISTER
MACORGOTEO FOTOPROTECTOR
MACROGOTEO BIOSEGURO
QUIPO DE TRANSFUSIÓN CON AGUJA
MACROGOTEO POLYBAG S/A S/B LUER LOCK

## NORMAS TÉCNICAS:

MDD 93/42EEC

EN 550 ISO

594-2 ISO

13485 ISO


9001:2000

## TIPO DE RIESGO

IIA

## COMPOSICIÓN:

- **Equipo:** PVC grado médico en moldes de inyección
- **Soporte de la Aguja:** Punta de metal y plástico ABS
- Recubrimiento de Poliuretano grado medico
- Membrana filtro de la solución fibra médica
- **Tubo de infusión macrogoteo:** PVC grado médico
- **Cámara de goteo:** Plástico transparente
- Conector Luer Lock
- Regulador de flujo
- Cubiertas protectoras de conexiones
- Agujas y puntas de conexión
- 15 gotas
- 1.75 mts Y 25 cm = 2 metros longitud



REGISTRO SANITARIO INVIMA 2016DM-0000144-RI

Carrera 26 # 14 - 38 Barrio San Francisco | Teléfono PBX 7-6341907 | Cel 310-7788678

javierzibobject@yahoo.es - administracion@zibobject.com

www.zibobject.com

Bucaramanga - Colombia