



CARACTERÍSTICAS

- **Esterilización:** Esterilizados mediante óxido de etileno o radiación gamma, ideales para procedimientos quirúrgicos.
- **Diseño anatómico:** Con forma para mano derecha e izquierda, reduciendo la fatiga en procedimientos prolongados.
- **Textura:** Superficie texturizada que mejora el agarre, incluso en condiciones húmedas.
- **Grosor:** Delgados para una alta sensibilidad táctil, pero suficientemente resistentes para evitar rupturas.

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO:

Guantes quirúrgicos de látex estériles (con y sin talco)

MARCA:

ZIBOJECT

FABRICANTE:

ZIBOFASTMED HEALTHCARE PRODUCTS CO.LTD

USOS:

Los guantes quirúrgicos de látex estériles, con o sin talco, se usan en cirugías y procedimientos invasivos para garantizar la esterilidad y prevenir infecciones cruzadas, siendo esenciales en la manipulación de tejidos, partos, cesáreas, trasplantes y en pacientes inmunocomprometidos.

DESCRIPCIÓN DEL INSUMO:

Los guantes con talco facilitan el calzado, ideales para procedimientos externos o estándar, mientras que los sin talco son preferidos en cirugías delicadas, cavidades internas, pacientes alérgicos o ambientes de alta precisión como laboratorios. Su diseño anatómico, textura y resistencia aseguran seguridad y sensibilidad en intervenciones críticas.

PRESENTACIÓN:

- Caja X 50 unds
- Caja X 500 unds

COMPOSICIÓN:

Guantes quirúrgicos de látex (Látex Natural)

TIPO DE RIESGO:

IIA

VIDA ÚTIL:

5 años a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando el producto no esté húmedo o mohoso

ACONDICIONAMIENTO:

Guardado: 5 - 40° C, protegidos del calor, la humedad, la luz y el ozono