



## COMPOSICIÓN:

- Cánula: Fabricada en acero inoxidable 304(1Cr18NiTi), en su extremo posee un bisel tridimensional largo y siliconado
- Cono Luer Lock: Polipropileno PP. HT-022, cimple con la conicidad Luer Lock 6%
- Tapar protectora: Polipropileno PP. HT-022

## PRESENTACIÓN:

- Empaque Individual
- Caja por 50 unidades
- Caja por 100 unidades

## FICHA TÉCNICA

### PRODUCTO:

Agujas Hipodérmicas

### MARCA:

ZIBOJECT

### FABRICANTE:

JiangsuWebestMedical Product CO, LTD

### USOS:

El producto está conformado por el soporte de aguja, protector y el tubo de la aguja. Las agujas hipodérmicas estériles pueden ser usadas para inyectar seres humanos y extraer fluidos con una jeringa esterilizada. Puede ser utilizada en transfusiones de sangre acompañadas de dispositivos para transfusiones de un solo uso.

### DESCRIPCIÓN DEL INSUMO:

Estéril-acero inoxidable en propileno siliconado.

Empaque individual, en blíster peel pack estéril.

Debe llevar impreso la referencia del producto, calibre, numero de lote de fabricación, código de barras y fecha del vencimiento no menor a 2 años.

Embalaje: Debe asegurar la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento del producto.

Producto desechable, identificados por codicolor. Cono compatible con sistema Luer Lock o Luer Slip Cánula en acero inoxidable grado médico. Siliconada con punta tribiselada, lo cual permite una función atraumática protector de la cánula que cubre la aguja y tiene acople seguro.

## CLASIFICACIÓN:

CLASIFICACIÓN				
REF	COLOR CONO	LONGITUD AGUJA	DIMENSIONES DIAMETRO EXT X GROSOR PARED	CODIGO DE BARRAS
16 G	BLANCO	1 1/2"	1.60 X 0.90 MM	7707336092152
18 G	ROSADO	1"	1.20 X 0.73 MM	7707336090882
18 G	ROSADO	1 1/2"	1.20 X 0.73 MM	7707336090219
19 G	BEIGE	1"	1.10 X 0.90 MM	7707336090295
19 G	BEIGE	1 1/2"	1.10 X 0.90 MM	7707336090363
20 G	AMARILLO	1"	0.90 X 0.49 MM	7707336090516
20 G	AMARILLO	1 1/2"	0.90 X 0.49 MM	7707336090660
21 G	VERDE	1"	0.80 X 0.42 MM	7707336090813
21 G	VERDE	1 1/2"	0.80 X 0.42 MM	7707336090813
22 G	NEGRO	1"	0.70 X 0.35 MM	7707336091117
22 G	NEGRO	1 1/2"	0.70 X 0.35 MM	7707336091261
23 G	AZUL CLARO	1"	0.62 X 0.35 MM	7707336091414
23 G	AZUL CLARO	1 1/2"	0.62 X 0.35 MM	7707336091711
24 G	MORADO	1"	0.55 X 0.25 MM	7707336094361
25 G	NARANJA	5/8"	0.50 X 0.23 MM	7707336090349
26 G	CAFÉ	1/2"	0.45 X 0.21 MM	7707336091919
27 G	GRIS	1"	0.40 X 0.25 MM	7707336094392
27 G	GRIS	1/2"	0.40 X 0.19 MM	7707336090028
27 G	GRIS	1 1/2"	0.40 X 0.38 MM	7707336094422
27 G	GRIS	4 MM	0.40 X 0.4 MM	7707336094453
30 G	AMARILLO CLARO	1/2" MESOTERAPIA	0.30 X 0.18 MM	7707336090172
30 G	AMARILLO CLARO	1"	0.30 X 0.25 MM	7707336094484
32 G	VERDE	4 MM	0.4 MM	7707336094514
34 G	AMARILLO	4 MM	0.4 MM	7707336094545

## VIDA ÚTIL:

5 años a partir de la fecha de esterilización

## ALMACENAMIENTO:

Almacenar a temperatura ambiente, en un lugar limpio y seco, protegido de la luz.

- Temperatura: 5°C a 55°C
- Humedad Relativa: 30% a 80%

Las agujas hipodérmicas estériles Zibject mantendrán la vida útil, siempre y cuando se cumplan las condiciones de almacenamiento.

## NORMAS TÉCNICAS:

- MDD 93/42EEC
- EN 550
- ISO 7804
- ISO 10993-1
- ISO 10993-7
- ISO 9001

## TIPO DE RIESGO

IIA