



ZIBOJECT



FICHA TÉCNICA

PRODUCTO:

Pañales para adulto tecnología Rapisorb

MARCA:

ZIBOJECT

FABRICANTE:

JIANGSU NODA SANITARY PRODUCTS CO., LTD.

USOS:

Los pañales para adultos con tecnología Rapisorb garantizan máxima absorción, neutralización de olores y protección prolongada, manteniendo la piel seca y saludable gracias a su diseño anatómico y transpirables.

DESCRIPCIÓN DEL INSUMO:

Los pañales para adultos con tecnología Rapisorb ofrecen absorción rápida, neutralización de olores y protección prolongada. Su núcleo eficiente y materiales transpirables mantienen la piel seca, mientras que su diseño anatómico asegura comodidad y ajuste seguro.

Talla S-M-L-XL-XXL-XXXL

CARACTERÍSTICAS

Sistema súper absorbente con doble colchón (doble capa de pulpa) que absorbe rápidamente, gel súper absorbente que retiene y gelatinosa los líquidos en el interior del pañal y ayuda a neutralizar el olor a orina, cintura elástica para garantizar un mejor ajuste, bandas respirables abullonadas y súper suaves, cinta mecánica pega-despega, barreras altas y cómodas para prevenir filtraciones, capa extra-seca que mantiene seca los genitales del adulto evitando filtraciones, elásticos curvos que permiten un mejor diseño anatómico y mejor ajuste al cuerpo, cubierta impermeable tipo tela súper suave. Libre de sustancias extrañas.

PRESENTACIÓN:

▪ Paquete X 30 UNDS

COMPOSICIÓN:

Componentes: Celulosa, Superabsorbente (Poliacrilato de sodio) Polipropileno, Polietileno, Poliéster, adhesivos, Elásticos.

TIPO DE RIESGO:

I

VIDA ÚTIL:

Hasta 24 meses

ACONDICIONAMIENTO:

Conservar el producto en un lugar fresco, limpio, seco alejado de la humedad y protegido de la luz solar directa. No almacenar cerca de detergentes, solventes, desinfectantes o sustancias aromáticas. Ver lote y fecha de fabricación al costado del paquete.