




ZIBOJECT



COMPOSICIÓN:

Polipropileno Grado Médico
Acero Inoxidable

VIDA ÚTIL:

5 años

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO:

AgujasParaPluma de Insulina

MARCA:

ZIBOJECT-

FABRICANTE

Promisemed Hangzhou Meditech CO, LTD

USOS:

Están destinados para la inyección subcutánea de insulina en el tratamiento de la Diabetes. La aguja de pluma de insulina consta de una tapa estéril, tapa de la aguja, la base de la aguja o casquillo, que se pueden fijar con la aguja y papel blíster. La tapa estéril cubre la base o casquillo de la aguja y la tapa de la aguja es sellada con papel blíster en el orificio de la apertura de la tapa estéril. La base o casquillo de la aguja puede ser conectada con la pluma; la tapa de la aguja tiene un cubrimiento destinado a proporcionar protección física para el tubo de la aguja.

Las agujas de pluma de insulina son de un solo uso, los dispositivos médicos estériles, y son diseñadas para ser utilizadas en conjunción con un inyector de pluma y cartuchos de pluma. Las agujas de pluma. Las agujas de pluma de insulina son estériles (Esterilización EO), no tóxicas y no priógnis

EMPAQUE:

EMPAQUE
CAJA POR 100 UNIDADES

CLASIFICACIÓN:

REF	CALIBRE AGUJA	LONGITUD
29G	0.33MM	8.12MM
30G	0.36MM	10.12MM
31G	0.25MM	4, 5, 6, 8 MM
32G	0.23MM	4MM
33G	0.21MM	4MM

TIPO DE RIESGO

IIA

PRESENTACIÓN:

- Empaque Unitario

CARACTERÍSTICAS:

Aguja de pluma insulina para lápiz de insulina, la punta de la aguja de insulina será estéril, libre de pirógenos, reacción Hemolítica, toxicidad sistémica aguda, citotoxicidad, sensibilización e irritación cutáneas diferente tamaño: 4mm (5/32") X 0.23mm (32G) y 5mm (3/16") x 0.25mm (31G) para aplicación de insulina con tapa de protección del soporte de la aguja y de la aguja, hecha en acero inoxidable autentico, recubierta con aceite de silicona. La aguja debe tener una excelente rigidez, tenacidad y resistencia a la corrosión, la aguja es extrafina y su punta es siliconada.

*Garantiza el flujo con cualquier insulina del mercado

*Funciona con todas las principales marcas de plumas de insulina disponibles en el mercado.

*Doble protección siliconada para mejor confort.

*Aguja tribiselada

Ajuste seguro con prevención de rosca inteligente

REGISTRO SANITARIO INVIMA 2015DM-0012661