



ZIBOJECT



Ref: 24x60 cm



Ref: 22x22 cm

COMPOSICIÓN:

Vidrio Sódico-Cálcico

Coefficiente de dilatación medio
aproximado: $9 \times 10^{-6} K^{-1}$

Resistencia al agua (DIN ISO 719):

Clase 3

Resistencia a los ácidos (DIN 12 116):

Clase 3

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO:

Lámina Cubre Objetos

MARCA:

ZIBOJECT

FABRICANTE:

Yancheng Rongtai

Labware Co.,Ltd

USOS:

Los cubre objetos de laboratorio son laminas delgadas y transparentes, fabricadas en vidrio fino, utilizadas para cubrir muestras en portaobjetos antes de su observación microscópica. Estos cubren y protegen las muestras, evitando su contaminación y preservando su integridad. Además, los cubre objetos minimizan la distorsión de la muestra y ayudan a mantener una distancia constante entre la lente del microscopio y la muestra, mejorando la calidad de la imagen observada.

VIDA ÚTIL: 5 años a partir de la fecha
fabricación, siempre y cuando
empaquete esté íntegro

EMPAQUE:

REFERENCIA	CAJA INTERNA	PLANK	CAJA MASTER
LAMINA CUBREOBJETO 22X22 CM	100 UNDS LAMINILLAS	PLANK X10 10 CAJAS X 100	50 PLANKS X 10 CAJAS X 100 UNDS
LAMINA CUBREOBJETO 24X60 CM	100 UNDS LAMINILLAS	PLANK X 5 5 CAJAS X 100 UNDS	50 PLANKS X 5 CAJAS X 100 UNDS

REFERENCIAS:

Lámina Cubre Objetos 22x22cm

Lámina Cubre Objetos 24x60 cm

NORMAS TÉCNICAS:

- ISO 13485
- ISO 9001:2008
- CE
- FDA