



Ref: 45cmx2.5cm

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO:

Torniquete Elastico Ziboject

MARCA:

ZIBOJECT

FABRICANTE:

NINGBO JENIUS MEDICAL TECH CO., LTD

USOS:

Torniquete de presión elástico, dispositivo médico grado I, NO estéril usado para ejercer presión por encima de un vaso sanguíneo (arterial y/o venoso) con el fin de extraer muestras sanguíneas del cuerpo humano.

COMPOSICIÓN:

TEP (Elastómero Termoplástico) o caucho termoplástico; clase de copolímero o mezcla física de polímeros (generalmente un caucho y un plástico) que le da al producto una característica. Libre de Látex. Sin daños ni impurezas, color uniforme, corte plano. La longitud del torniquete tiene una desviación de 450 mm + - 20 mm, el ancho es de 25 mm + - 1 mm, el espesor es de 0,6345 mm + - 0,03 mm

LARGO: 450 mm

ANCHO: 25 mm

ESPESOR: 0,62 mm - 0,64 mm

VIDA ÚTIL:

Su vida útil va acorde al uso del producto y preservación de su empaque, No es producto Estéril.

EMPAQUE:

CAJA INTERNA	CAJA MASTER	
25 TIRAS	40 CAJAS X 25 TIRAS	

REFERENCIAS:

- Torniquete elástico
45x2.5x0.0635 cm

NORMAS TÉCNICAS:

- FDA
- CE
- ISO 13485: 2003
-