



## PRESENTACIÓN:

Ref: 3" X 5 YDS - 4" X 5 YDS - 5" X 5 YDS  
6" X 5 YDS - 8" X 5 YDS

## COMPOSICIÓN:

- Tejido base: Gasa 100% algodón
- Yeso de París: Sulfato de Calcio Hemihidratado
- Aditivos especiales

## VIDA ÚTIL:

5 años a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando el producto no esté húmedo o mohoso

## TIPO DE RIESGO:

I

## FICHA TÉCNICA

### PRODUCTO:

Venda de Yeso Ziboject

### MARCA:

ZIBOJECT

### FABRICANTE:

ANJI HONGDE MEDDICAL PRODUCH CO. LTD

### USOS:

Las vendas de yeso es un insumo que es utilizado para inmovilizar áreas afectadas por fracturas, esguinces, y otras simples o compuestas, así como en otras aplicaciones ortopédicas

### CARACTERÍSTICAS

- **Tiempo de fraguado rápido:** Endurece en aproximadamente 3-5 minutos
- **Alta resistencia:** Minimiza la pérdida de yeso gracias a su tejido entrelazado, garantizando una fijación uniforme
- **Fácil aplicación:** Se activa al sumergirse en agua limpia y tibia (25°C a 30°C), permitiendo un moldeado óptimo antes del secado.
- **Empaque individual sellado:** Protege contra la humedad y garantiza la calidad del producto hasta su uso
- **Versatilidad:** Adecuada para aplicaciones médicas en traumatología, rehabilitación y fabricación