



CARACTERÍSTICAS

- **Composición 100% algodón:** Su principal material es el algodón, garantizando alta absorción y suavidad para la piel.
- **Absorbente:** Capacidad de retener líquidos, ideal para cubrir heridas o para la fijación de apósitos.
- **Hipoalergénica:** Apta para pieles sensibles, minimizando reacciones alérgicas.
- **Flexible y ajustable:** Se adapta bien a diferentes áreas del cuerpo, proporcionando soporte y comodidad.
- **Transpirable:** Permite la circulación de aire, reduciendo el riesgo de infecciones o irritaciones cutáneas.

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO:

Vendas de Algodón Ziboject

MARCA:

ZIBOJECT

FABRICANTE:

ANJI HONGDE MEDDICAL PRODUCH CO. LTD

USOS:

Las vendas de algodón son ideales para la protección y cobertura de heridas, así como para asegurar apósitos o dispositivos médicos. Su composición suave y no abrasiva las hace adecuadas para pieles sensibles, ayudando a prevenir irritaciones. También son utilizadas para inmovilizar zonas lesionadas y como soporte en tratamientos médicos o quirúrgicos.

DESCRIPCIÓN DEL INSUMO:

La venda de algodón es un insumo médico diseñado para ofrecer soporte y protección en aplicaciones clínicas. Está compuesta de algodón 100%, lo que asegura suavidad y alta capacidad de absorción, ideal para cubrir heridas, asegurar apósitos, y controlar sangrados.

PRESENTACIÓN:

Bolsa X 12 unds

Ref: 3" X 5 YDS - 4" X 5 YDS - 5" X 5 YDS
6" X 5 YDS

COMPOSICIÓN:

Almohadilla de algodón, hilo de algodón,
algodón no tejido, algodón viscosa

TIPO DE RIESGO:

I

VIDA ÚTIL:

5 años a partir de la fecha de
fabricación, siempre y cuando el
producto no esté húmedo o
mohoso

ACONDICIONAMIENTO:

Guardado: 5 - 40° C, protegidos
del calor, la humedad, la luz y el
ozono