



COMPOSICIÓN:

- Palito de Madera:* Madera plana de abedul
- *Punta de Algodón:* Algodón 100% uniforme sin virutas y perforaciones

PRESENTACIÓN:

- Bolsa por 1 unidad
- Bolsa por 20 unidades
- Bolsa por 100 unidades

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO:

Aplicador de Punta de Algodón

MARCA:

ZIBOJECT

FABRICANTE:

Taizhou City Yongfang Sanitary Products Factory

USOS:

Secado y limpieza de partes externas del cuerpo, toma de muestras en laboratorio.

DESCRIPCIÓN DEL INSUMO:

Mango de madera superficie lisa, de longitud 13 a 17 cm, con punta de algodón.

Empaque en bolsa plástica sellada.

Debe llevar impreso la referencia del producto.

Embalaje: Debe asegurar la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento del producto.

EMPAQUE:

UNIDAD POR BOLSA	UNIDAD POR CAJA MASTER	TOTAL UNIDADES
20 UNIDADES	1.000 BOLSAS	20.000 UNIDADES
100 UNIDADES	200 BOLSAS	20.000 UNIDADES



VIDA ÚTIL:

5 años a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando el producto no esté húmedo o mohoso.

ALMACENAMIENTO:

Manténgase en un lugar fresco y seco, protegido de la luz.

Temperatura: 5°C a 55°C

Humedad Relativa: 40% a 80%

NORMAS TÉCNICAS:

- ISO 13485
- ISO 9001
- ISO 9002
- CE

TIPO DE RIESGO

I