



## COMPOSICIÓN:

- Fabricadas en madera blanca (Abedul) grado A
- Largo: 140 mm
- Ancho: 17 mm
- Espesor: 2 mm
- Empaque individual: Papel grado medico, en celulosa pura, porosidad controlada en 0.1 micras

## CARACTERÍSTICAS

- Artículo de uso médico
- Desechable Elaborado de madera con borde redondeado, pulido, aséptico, de superficie uniforme, lisa sin astillas ni perforaciones.

## FICHA TÉCNICA

### PRODUCTO:

Bajalenguas de Madera

### MARCA:

ZIBOJECT

### FABRICANTE:

WujiangYongcheng Wooden Product Factory

### USOS:

Bajalenguas de madera utilizado como sujetador de lengua para examinar la orofaringe y/o utilizado como medio para aplicar medicamentos a nivel tópico

### DESCRIPCIÓN DEL INSUMO:

Bajalenguas de madera, largo 140 mm, ancho 15 mm a 20 mm. Debe llevar impreso la referencia del producto, registro de INVIMA, medida, número de lote de fabricación y fecha de vencimiento no menor a 2 años. Embalaje: Debe asegurar la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento del producto.

### PRESENTACIÓN:

- Individual  
Bolsa X 20 unds

## EMPAQUE:

EMPAQUE	UNIDAD POR CAJA	PAQUETE POR CAJA	TOTAL UNIDADES
INDIVIDUAL	CAJA 50X PAQUETES	500 UNIDADES	25 PAQUETES X20 UNIDADES

BOLSA X 20 UNIDADES

## VIDA ÚTIL:

5 años apartir de la fecha de fabricación, siempre y cuando el producto no esté húmedo o mohoso

## ALMACENAMIENTO:

Manténgase en un lugar fresco y seco, protegido de la luz

## NORMAS TÉCNICAS:

ISO 13485

- ISO 9001

ISO 9002

- CE