



Bolsa de Orina Triangular

COMPOSICIÓN:

Bolsa de Orina PVC

Tubo de Conexión PVC

Manija PP

Botón de Salida y Puerto de Muestras PVC

Conector PVC

ABS: Acrilonitrilo Butadieno Estireno

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO:

Bolsa de Orina Triangular

MARCA:

ZIBOJECT

FABRICANTE:

Huaian Tianyi Medical Product CO. LTD
Jiangsu Webest Medical Product CO.
LTD

USOS:

La *Bolsa de Orina* es usada para recolectar orina en pacientes que llevan mucho tiempo en cama de una manera seria y sin inconvenientes. La *Bolsa de Orina* está destinada para uso con catéter permanente en personas que padecen incontinencia urinaria, no puede orinar de manera normal, o que tengan la necesidad de tener el flujo de la vejiga continuamente.

CARACTERÍSTICAS

- Bolsa de Drenaje de 2000cc con Válvula.
- Bolsa de drenaje fondo blanco, escala de 25ml hasta 2000ml, posee sistema cerrado (conexión sonda Foley), desechable, estéril
- Válvula anti reflujo
- Gancho y ventana de ventilación
- Adaptador Universal
- Clip de Seguridad
- Dispositivo de seguridad en el tubo

EMPAQUE:

TIPO DE EMPAQUE	TOTAL UNIDADES
INDIVIDUAL	1
BOLSA PLÁSTICA	20
CAJA DE CARTÓN	50

VIDA ÚTIL:

5 Años a partir de la fecha de esterilización, siempre y cuando el empaque esté intacto.

NORMAS TÉCNICAS:

- MDD 93/42EEC
- EN 550
- ISO 7804
- ISO 10993-1
- ISO 10993-7
- ISO 9001

TIPO DE RIESGO

- I