



ZIBOJECT



CARACTERÍSTICAS

- Tubo de extensión PVC grado medico 101 y/o 152 y/o 213 y/o cm
- Conector resina 100% 3.0 cm
- Conector universal
- Sistema Luer Lock
- Puerto en "Y" estándar
- PVC grado médico
- Regulador de flujo cámara de goteo transparente grafo médico
- Camara de 60 gotas
- Con o sin filtro
- 100% suevo
- Ventilación - Air vent plástico
- Punzón uiversal plástico hueco 3.5 cm
- Transparente y flexible

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO:

Set de Infusión: Equipo Microgoteo

MARCA:

ZIBOJECT

FABRICANTE:

JiangsuWebestMedical Product CO,
LTD

USOS:

El equipo de microgoteo blister con conexión Luer Lock está diseñado para la administración controlada y precisa de soluciones intravenosas en procedimientos médicos a 60 gotas. Su uso es ideal en tratamientos que requieren un flujo lento y constante de líquidos, como en terapias pediátricas o de pacientes sensibles. La conexión Luer Lock garantiza una fijación segura y sin fugas al sistema intravenoso, mientras que la bolsa de polietileno mantiene la esterilidad del contenido. Es una opción confiable para la administración de medicamentos o soluciones en un ambiente hospitalario o clínico.

ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura ambiente, en un lugar limpio y seco, protegido de la luz.

Temperatura: 5°C a 55°C

Humedad Relativa: 30% a 80%

PRESENTACIÓN:

Bolsa X 25 unidades

PRESENTACIÓN:

PRESENTACIÓN
MACROGOTEO POLYBAG S/A S/B LUER SLIP
MACROGOTEO BLISTER
MAROGOTEO FOTOPROTECTOR
MACROGOTEO BIOSEGURO
EQUIPO DE TRANSFUSIÓN
MICROGOTEO BLISTER S/A S/B LUER LOCK

NORMAS TÉCNICAS:

MDD 93/42EEC

EN 550 ISO

594-2 ISO

13485 ISO

9001:2000

TIPO DE RIESGO


IIA

VIDA ÚTIL:

5 años a partir de la fecha de esterilización, siempre y cuando el empaque este intacto

COMPOSICIÓN:

- EQUIPO DE VENOCLISIS PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES MICROGOTEO SIN AGUJA.
- FABRICADOS CON MATERIAL ATOXICO
- COMPUESTO POR DISPOSITIVO DE PERFORACION
- FABRICADO EN POLIETILENO O POLIPROPILENO
- CAMARA DE GOTEO DE 60 GOTAS
- MANGUERA FABRICADA DE PVC, FLEXIBLE, TRASLUCIDO, NO COLAPSABLE
- REGULADOR DE FLUJO TIPO RUEDA, CON PUERTO EN Y PARA ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS
- SISTEMA LUER LOCK
- CONEXIÓN DISTAL CON SISTEMA LUER LOCK
- ESTERIL EN EMPAQUE



REGISTRO SANITARIO INVIMA 2016DM-0000144-RI

Carrera 26 # 14 - 38 Barrio San Francisco | Teléfono (607) 6507598 | Cel 310-7788678

javierzibobject@yahoo.es - administracion@zibobject.com

www.zibobject.com

Bucaramanga - Colombia