



ZIBOJECT



FICHA TÉCNICA

PRODUCTO:

Esparadrapo Microporoso

MARCA:

ZIBOJECT

FABRICANTE:

JiangsuNanfangMedical Product CO, LTD

USOS:

Cinta adhesiva de uso médico. Rollo de cinta adhesiva de corte liso, con soporte de tela no tejida viscosa color blanco o piel y adhesivo tipo acrílico. Empleado para el cubrimiento de heridas, inmovilizador de pacientes y fijación de dispositivos médicos

COMPOSICIÓN:

- Resina
- Bario Fluorhalide
- Poliéster de Apoyo
- Aditivos

EMPAQUE:

- Caja por 24 Blister/Carrete, corrugada x 720
- Caja por 12 Blister/carrete, corrugada x 360
- Caja por 6 Blister/carrete, corrugada x 180

Carrera 26 # 14 - 38 Barrio San Francisco | Teléfono (607) 6507598 | Cel 310-7788678

javierzibobject@yahoo.es - administracion@zibobject.com

www.zibobject.com

Bucaramanga - Colombia

CLASIFICACIÓN:

REF	COLOR ROLLO	DIMENSIONES
BLISTER	PIEL/BLANCO	½ IN X 5 YD
BLISTER	PIEL/BLANCO	1 IN X 5 YD
BLISTER	PIEL/BLANCO	2 IN X 5 YD
BLISTER	PIEL/BLANCO	3 IN X 5 YD
CARRETO	PIEL/BLANCO	½ IN X 5 YD
CARRETO	PIEL/BLANCO	1 IN X 5 YD
CARRETO	PIEL/BLANCO	2 IN X 5 YD
CARRETO	PIEL/BLANCO	3 IN X 5 YD
CAJA PLEGADIZA	PIEL/BLANCO	½ IN X 10 YD
CAJA PLEGADIZA	PIEL/BLANCO	1 IN X 10 YD
CAJA PLEGADIZA	PIEL/BLANCO	2 IN X 10 YD
CAJA PLEGADIZA	PIEL/BLANCO	3 IN X 10 YD

VIDA ÚTIL:

5 años a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando el producto no esté húmedo o mohoso.

ALMACENAMIENTO:

Conservar hasta su uso en los empaques originales en un ambiente fresco

Temperatura: 24°C +/- 5°C

Humedad Relativa: De 45% a 65%

NORMAS TÉCNICAS:

ISO 10993

ISO 9001

ISO 13485

TIPO DE RIESGO

- I

MIEMBROS COMPROMETIDOS

Piel